



Oratect®



ToxVue Lettore

Toxcup Test droga urina e Stampa Risultati

(RISERVATO ALLA MEDICINA DEL LAVORO)

USO FORENSE

SOFTWARE 0001# Branan Medical Corporation






Oratect®




Alcooltest Marketing Italy®

Test Report

(1) Test Image



(2) Graph



(3) Results

Product ID	ToxCup 7	Product Lot#	DEMO	Exp Date	2009/12/31		
Patient ID	2594_Irma	Operator	Dr. Rossi/ 501	Test Date	16/03/2009		
Patient Name	Armando Kanesch			Test Time	18:31:41		
Item	AMP	COC	MET	MTD	THC	MDMA	OPI
Cutoff (ng/mL)	500	300	500	300	50	500	300
Intensity (RLU)	194,81	161,58	63,3	149,16	101,25	66,24	141,8
Ref Int (RLU)	3	3	3	3	3	3	3
Test / Control	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative	Negative

Patient Signature :

Operator Signature :

 6/03/2009 18.28.04 , Calibration PASS
 for research and investigational use

16/03/2009 18.38.15



Oratect®



ToxCup Test droga urina

Test per Fase Unica

(60 ml urina)

senza pericolo di contaminazione dell'urina:

screening

controllo adulteranti


temperatura

custodia

sigillo

Il test droga ToxCup® rileva tempestivamente l'abuso di gruppi di sostanze stupefacenti e psicotrope nell'urina e fino a 7 severi test di adulterazione con l'abbinamento in omaggio del test Intect_7.

È progettato per integrare la conservazione del campione prelevato, la prova dell'abuso, di adulterazione e la spedizione, per la conferma con un **unico dispositivo**



• CLIA-Waived

(CE Uso Forense)

- Simultanea rilevazione di 7 gruppi di droghe e sostanze adulteranti
- Rapida procedura tramite un solo dispositivo
- Nessuna esposizione del prelievo(non invasivo per l'operatore)
- Integra la conservazione, il test e la spedizione del campione per la conferma in un singolo contenitore
- Facile interpretazione dei risultati
- Controllo della temperatura
- Controllo Ph, Ni,Cr,Gravità, OXY, ecc.



Il Test è compreso di Contenitore Sterile per la Custodia dell'aliquota (C e Sigilli Antieffrazione